

MEGAFIX®

Sistema para Fixação Posterior da Coluna



Características



- **Parafusos de Rosca Dupla (Dual Thread)**
Rosca dupla fornece uma inserção fácil e mais rápida no corpo vertebral com menos tempo de operação para o cirurgião.
- **Cabeça de Baixo Perfil**
Minimiza o risco das estruturas anatômicas e tecidos moles.
- **Sistema de Haste 5,5mm**
Haste de 5,5mm fornece um baixo perfil de cabeça.
- **Parafuso Trava Rígido**
Sistema de rosca único do parafuso trava reduz o risco de enroscamento cruzado e afrouxamento.

Características



- **Titânio Ti6Al4V**
Os parafusos são fabricados a partir da liga de titânio Ti6Al4V.
 - **Corpo Duplo (Dual Core)**
Corpo duplo fornece melhor resistência ao arrancamento no osso cortical e esponjoso.
 - **Parafusos Automachantes**
Parafusos automachantes facilitam a inserção dos parafusos.
- Parafusos de Íliaco**
Fixação lombo-pélvica com parafuso de íliaco.

MEGAFIX®

Sistema para Fixação Posterior da Coluna



Listen for you
Think for you
Action for you

MEGAFIX®

Sistema para Fixação Posterior da Coluna



Fabricado Por:
Seohancare Co., Ltd.
2F, Da-Dong, 22, Gimpo-Daero, 2918 beon-Gil, Wolgot-Myeon, Gimpo-City, Gyeonggi-Do, Zip Code 415-877, Coreia do Sul
Tel: +82-31-989-5085
www.seohancare.com



Importado Por:
Blumedical Group Comércio de Produtos para Saúde Ltda.
Rua Nunes Machado, 472 - Conj. 107 - Centro
80250-000 Curitiba - PR, Brasil
Tel: (41) 3095-0777
email: contato@blumedical.com.br
www.blumedical.com.br

MEGAFIX® - Cel. 22/06/2015

Anvisa nº 80981940011



Distribuído por:

New Surgical Implantes e Materiais Cirúrgicos LTDA.
CNPJ 27.462.568/0001-80
Rua Antônio Ataíde, 823 Ed. Tropical Shopping, Sala 403 - Centro de Vila Velha, ES, 29100-906
Tel (27) 30772772
vendas@newsurgicalopme.com.br
www.newsurgicalopme.com.br

Parafusos Pediculares

Diâmetro da Cabeça = 13.0mm		Monoaxial	Poliaxial		
D (mm)	L (mm)	Monoaxial	Poliaxial	Espondilolite Poliaxial	Poliaxial Canalado
4,5	20	x	MF.PS.4520	x	
	25	x	MF.PS.4525	x	
	30	MF.MS.4530	MF.PS.4530	x	
	35	MF.MS.4535	MF.PS.4535	x	
	40	MF.MS.4540	MF.PS.4540	x	
5,5	30	x	MF.PS.5530	x	x
	35	MF.MS.5535	MF.PS.5535	MF.PD.5535	MF.CS.5535
	40	MF.MS.5540	MF.PS.5540	MF.PD.5540	MF.CS.5540
	45	MF.MS.5545	MF.PS.5545	MF.PD.5545	MF.CS.5545
	50	MF.MS.5550	MF.PS.5550	MF.PD.5550	MF.CS.5550
6,5	30	x	MF.PS.6530	x	x
	35	MF.MS.6535	MF.PS.6535	MF.PD.6535	MF.CS.6535
	40	MF.MS.6540	MF.PS.6540	MF.PD.6540	MF.CS.6540
	45	MF.MS.6545	MF.PS.6545	MF.PD.6545	MF.CS.6545
	50	MF.MS.6550	MF.PS.6550	MF.PD.6550	MF.CS.6550
7,5	35	MF.MS.7535	MF.PS.7535	x	MF.CS.7535
	40	MF.MS.7540	MF.PS.7540	x	MF.CS.7540
	45	MF.MS.7545	MF.PS.7545	x	MF.CS.7545
	50	MF.MS.7550	MF.PS.7550	x	MF.CS.7550
	55	MF.MS.7555	MF.PS.7555	x	MF.CS.7555
8,5	60	x	MF.PS.7560	x	x
	40	x	MF.PS.8540	x	
	45	x	MF.PS.8545	x	
	50	x	MF.PS.8550	x	
	55	x	MF.PS.8555	x	
	60	x	MF.PS.8560	x	

x = Tamanhos disponíveis sob encomenda

Parafusos de Ilíaco

Diâmetro da Cabeça = 13.0mm		Poliaxial
7,5	70	MF.PS.7570
	80	MF.PS.7580
	90	MF.PS.7590
8,5	70	MF.PS.8570
	80	MF.PS.8580
	90	MF.PS.8590

Haste Ø 5,5mm

L (mm)	Haste Reta	Haste Curva
40	RS.0040	RC.0040
45	RS.0045	RC.0045
50	RS.0050	RC.0050
55	RS.0055	RC.0055
60	RS.0060	RC.0060
65	RS.0065	RC.0065
70	RS.0070	RC.0070
75	RS.0075	RC.0075
80	RS.0080	RC.0080
85	RS.0085	RC.0085
90	RS.0090	RC.0090
100	RS.0100	RC.0100
110	RS.0110	RC.0110
120	RS.0120	RC.0120
130	RS.0130	
140	RS.0140	
150	RS.0150	
160	RS.0160	
170	RS.0170	
180	RS.0180	
190	RS.0190	
200	RS.0200	
220	RS.0220	
250	RS.0250	
300	RS.0300	
350	RS.0350	
400	RS.0400	
450	RS.0450	
500	RS.0500	

Tamanhos adicionais disponíveis sob encomenda

Conectores

Conector Lateral

Conector Axial

Conector Domino



Outros modelos disponíveis sob encomenda

Parafuso Trava



Parafuso Trava

SS.0050

Cross Link Transversal



Comprimento Mínimo Comprimento Máximo



Código	Comprimento Mínimo (L)	Comprimento Máximo (L)
TLA.1040	52	58,5
TLA.1050	58,5	71,5
TLA.1060	70	94,5

Outros modelos disponíveis sob encomenda

Instrumental MEGAFIX®

 Punção Inicial (SCMFI-001)	 Fórceps para Segurar haste (SCMFI-025)	 Alicate para Contra Rotação (SCMFI-032)
 Apalpador Reto (SCMFI-002) Apalpador Curvo (SCMFI-003)	 Dobrador de Haste (SCMFI-024)	 Persuader (SCMFI-034)
 Medidor de Profundidade de Pedículo Tipo-Fino (SCMFI-004) Medidor de Profundidade de Pedículo Tipo-Grosso (SCMFI-005)	 Alavanca de Haste (SCMFI-026)	 Torquímetro para Parafuso Trava (SCMFI-037)
 Pino Guia Tipo-A (SCMFI-006) Pino Guia Tipo-B (SCMFI-007)	 Empurrador de Haste (SCMFI-027)	 Chave Hexagonal Tipo-L (SCMFI-039)
 Afastador (SCMFI-008)	 Suporte de Gancho (SCMFI-020)	 Manopla Contra-Torque (SCMFI-033)
 Macho 4,5mm (SCMFI-010) Macho 5,5mm (SCMFI-011) Macho 6,5mm (SCMFI-012) Macho 7,5mm (SCMFI-013)	 Suporte de Gancho Curvo (SCMFI-021)	 Cortador Tipo Forceps (SCMFI-030)
 Chave para Parafuso Poly-Axial (SCMFI-014)	 Chave Guia de Parafuso Trava (SCMFI-028)	 Chave "T" para Cross Link (SCMFI-041)
 Cabo em "T" com Catraca (SCMFI-022)	 Fórceps para Compressão (SCMFI-029)	 Dobrador In-Situ Direito (SCMFI-042) Dobrador In-Situ Esquerdo (SCMFI-043)
 Chave para Parafuso Mono-Axial (SCMFI-023)	 Fórceps para Distração (SCMFI-031)	 Caixa de Instrumentais (SCMFI-050) Caixa de Implantes (SCMFI-051)